Conversão de Energia Luminosa em Elétrica

• Clique em 'Acessar' para acessar o experimento.




* Clique em Mostre-me como funciona para acessar o tutorial do experimento.



• Regule a posição da placa fotovoltáica usando o slider e manipule as chaves do experimento para permitir que a corrente atinga determinada malha do sistema.



• Configure o gráfico com o tempo entre as medidas e se você deseja que seja um gráfico que marque dados do carregamento ou descarregamento do capacitor.



• Acione as chaves para permitir diferentes tipos de combinações no experimento.

http://docs.relle.ufsc.br/ Printed on 2025/07/20 03:17



- Ao final da experiência clique no botão "Sair" para sair do experimento.
- Você ainda poderá gerar um relatório da experiência. Saiba mais em Gerar Relatório.

